



# Stromverbrauch Therapiegeräte

CPAP	In Betrieb in Watt	Standby in Watt
AirSense™ 10 Elite <sup>12</sup>	7	5
AirSense 10 Elite mit Atemluftbefeuchter HumidAir™ <sup>12</sup>	22	5
AirSense 10 Elite mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir™ <sup>12</sup>	34	5
S9 Elite™ <sup>5</sup>	6	3
S9 Elite mit Atemluftbefeuchter H5i™ <sup>5</sup>	38	3
S9 Elite mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine™ <sup>5</sup>	72	3
S8 Elite II™ EBW <sup>2</sup>	10	6
S8 Elite II EBW mit Atemluftbefeuchter H4i™ <sup>2</sup>	40	7
S8 Elite II (Auslaufmodell) <sup>2</sup>	13	4
S8 Elite II mit Atemluftbefeuchter H4i (Auslaufmodell) <sup>2</sup>	55	5
S8 Elite II mit Atemluftbefeuchter HumidAire 3i™ (Auslaufmodell) <sup>2</sup>	44	5
S8™ Elite (nicht mehr im Programm) <sup>3</sup>	12	9
S8 Elite mit Atemluftbefeuchter HumidAire 3i (nicht mehr im Programm) <sup>3</sup>	53	9
APAP	In Betrieb in Watt	Standby in Watt
AirSense™ 10 AutoSet <sup>13</sup>	7	5
AirSense 10 AutoSet mit Atemluftbefeuchter HumidAir <sup>13</sup>	22	5
AirSense 10 AutoSet mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir <sup>13</sup>	34	5
AirSense™ 10 AutoSet for Her <sup>13</sup>	7	5
AirSense 10 AutoSet for Her mit Atemluftbefeuchter HumidAir <sup>13</sup>	22	5
AirSense 10 AutoSet for Her mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir <sup>13</sup>	34	5
S9 AutoSet™ <sup>1</sup>	6,16 (6,56)*	2,30 (2,92)
S9 AutoSet mit Atemluftbefeuchter H5i <sup>1</sup>	12,60 (13,24)	2,30 (2,92)
S9 AutoSet mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine <sup>1</sup>	18,35 (19,08)	2,30 (2,92)
S8 AutoSet Spirit™ II EBW <sup>4</sup>	10	6
S8 AutoSet Spirit II EBW mit Atemluftbefeuchter H4i <sup>4</sup>	40	7
S8 AutoSet Spirit II (Auslaufmodell) <sup>4</sup>	13	4
S8 AutoSet Spirit II mit Atemluftbefeuchter H4i (Auslaufmodell) <sup>4</sup>	55	5
S8 AutoSet Spirit II mit Atemluftbefeuchter HumidAire 3i (Auslaufmodell) <sup>4</sup>	44	5
S8 AutoSet Spirit™ (Auslaufmodell) <sup>3</sup>	12	9
S8 AutoSet Spirit mit HumidAire 3i (Auslaufmodell) <sup>3</sup>	53	9
AutoSet™ Spirit (nicht mehr im Programm) <sup>3</sup>	17	k. A.
AutoSet Spirit mit HumidAire 2i™ (nicht mehr im Programm) <sup>3</sup>	44	k. A.

Automatisches BiLevel	In Betrieb in Watt	Standby in Watt
AirCurve™ 10 VAuto <sup>14</sup>	9	5
AirCurve 10 VAuto mit Atemluftbefeuchter HumidAir <sup>14</sup>	23	5
AirCurve 10 VAuto mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir <sup>14</sup>	41	5
S9 Auto 25™	10	3
S9 Auto 25 mit Atemluftbefeuchter H5i	19	3
S9 Auto 25 mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch	58	3
S8 Auto 25™	7	3
S8 Auto 25 mit Atemluftbefeuchter H4i	40	4
BiLevel	In Betrieb in Watt	Standby in Watt
AirCurve™ 10 S <sup>15</sup>	9	5
AirCurve 10 S mit Atemluftbefeuchter HumidAir <sup>15</sup>	23	5
AirCurve 10 S mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir <sup>15</sup>	41	5
S9 VPAP™ S <sup>5</sup>	8	3
S9 VPAP S mit Atemluftbefeuchter H5i <sup>5</sup>	17	3
S9 VPAP S mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine <sup>5</sup>	56	3
VPAP™ IV S <sup>6</sup>	8	3
VPAP™ IV S mit Atemluftbefeuchter H4i <sup>6</sup>	41	5
VPAP™ III (Auslaufmodell) <sup>3</sup>	15	k.A.
VPAP III mit Atemluftbefeuchter HumidAire 2i (Auslaufmodell) <sup>3</sup>	42	k.A.
VPAP™ II (nicht mehr im Programm) <sup>3</sup>	40	k.A.
BiLevel ST	In Betrieb in Watt	Standby in Watt
AirCurve™ 10 ST <sup>15</sup>	10	5
AirCurve 10 ST mit Atemluftbefeuchter HumidAir <sup>15</sup>	24	5
AirCurve 10 ST mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir <sup>15</sup>	43	5
S9 VPAP™ ST-A <sup>10</sup>	7,14 (n.a.)*	2,69 (n.a.)
S9 VPAP ST-A mit Atemluftbefeuchter H5i <sup>10</sup>	14,35 (n.a.)	2,69 (n.a.)
S9 VPAP ST-A mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine <sup>10</sup>	26,65 (n.a.)	2,69 (n.a.)
S9 VPAP™ ST <sup>5</sup>	8	3
S9 VPAP ST mit Atemluftbefeuchter H5i <sup>5</sup>	17	3
S9 VPAP ST mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine <sup>5</sup>	56	3
VPAP™ IV ST <sup>6</sup>	8	3
VPAP IV ST mit Atemluftbefeuchter H4i <sup>6</sup>	41	5
VPAP™ III ST-A (Auslaufmodell) <sup>3</sup>	20	k.A.
VPAP III ST-A mit Atemluftbefeuchter HumidAire 2i (Auslaufmodell) <sup>3</sup>	47	k.A.
VPAP III ST-A QuickNav (Auslaufmodell) <sup>3</sup>	17	k.A.
VPAP III ST-A QuickNav mit Atemluftbefeuchter HumidAire 2i (Auslaufmodell) <sup>3</sup>	47	k.A.
VPAP III ST (nicht mehr im Programm) <sup>3</sup>	15	k.A.
VPAP III ST mit Atemluftbefeuchter HumidAire 2i (nicht mehr im Programm) <sup>3</sup>	42	k.A.

AutoSet CS	In Betrieb in Watt	Standby in Watt
AirCurve™ 10 CS PaceWave <sup>16</sup>	9	5
AirCurve 10 CS PaceWave mit Atemluftbefeuchter HumidAir <sup>16</sup>	27	5
AirCurve 10 CS PaceWave mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir <sup>16</sup>	44	5
AutoSet CS™ <sup>11</sup>	5,86 (6,24)	2,50 (3,04)
AutoSet CS mit Atemluftbefeuchter H5i <sup>11</sup>	11,94 (12,99)	2,50 (3,04)
AutoSet CS mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine <sup>11</sup>	22,32 (22,88)	2,50 (3,04)
AutoSet CS™ 2 (Auslaufmodell) <sup>7</sup>	44	34
Beatmung	In Betrieb in Watt	Standby in Watt
Astral™ <sup>9</sup>	12	5
VS III™	max. 75VA	max. 8VA
Stellar™ <sup>8</sup>	10,6	6,8
Stellar mit Atemluftbefeuchter H4i <sup>9</sup>	21,6	k.A.
Elisée™ 150	max. 75VA	max. 40 VA
Atemluftbefeuchter	In Betrieb in Watt	Standby in Watt
HumiCare™ D900	90 – 180	4
HumidAire™ (nicht mehr im Programm)	90	k.A.

<sup>1</sup> Max. Druck = 15, Min. Druck = 8, EPR = 2, H5i Stufe = 4, Temp. ClimateLine = 28°C

<sup>2</sup> Modus = CPAP, StartCPAP = 4, CPAP = 10, EPR: Vollzeit, EPR Stufe = 2, RAMP = 0 (H3i/H4i Stufe = 3)

<sup>3</sup> Druck = 10, IPAP = 10

<sup>4</sup> Modus = AutoSet, Min. Druck = 10, Max. Druck = 10, Ausregelzeit = 0, (H3i/H4i Stufe = 3)

**S8 AutoSet Spirit II EBW:** EPR = Vollzeit, EPR Stufe = 2

<sup>5</sup> Modus = CPAP, Druck = 10, H5i Stufe = 3, Temp. ClimateLine = 27°C

**VPAP ST:** EPAP = 8, IPAP = 15, AF = 15

**Auto 25:** PS = 6, verwendeter mittlerer Druck = 14

**AutoSet CS:** EPAP = 5, Min. PS = 10, Maske = Full Face

<sup>6</sup> Max. IPAP = 25, Min. EPAP = 4, PS = 4.0, Ti Max = 2.0, Ti Min = 0.3, H4i Stufe = 3

**S8 Auto 25:** Mode = VAUTO

**VPAP IV S/ST:** Mode = T

<sup>7</sup> PEEP = 6, Min. PS = 6

<sup>8</sup> Modus = ST, IPAP = 15, EPAP = 5, AF = 15, Anstiegszeit = 300ms, Absenkezeit = 200ms, Ti = 2.0, Maske = Full Face

<sup>9</sup> Modus = APCV, PS = 20, PEEP = 0, AF = 15, Ti = 1.2s

<sup>10</sup> Modus = IPAP = 15, EPAP = 8, H5i Stufe = 4, Temp. ClimateLine = 28°C

<sup>11</sup> Modus = ASV, EPAP = 10, Max. PS = 15, Min. PS = 5, H5i Stufe = 4, Temp. ClimateLine = 28°C

<sup>12</sup> Modus = CPAP, Druck = 10, Befeuchter Stufe = 6, Temp. ClimateLineAir = 28°C

<sup>13</sup> Modus = AutoSet, Max. Druck = 15, Min. Druck = 8, EPR = 2, Befeuchter Stufe = 6, Temp. ClimateLineAir = 28°C

<sup>14</sup> Modus = VAUTO, PS = 6, Max. IPAP = 25, Min. EPAP = 8, Befeuchter Stufe = 6, Temp. ClimateLineAir = 28°C

<sup>15</sup> Modus = S, IPAP = 15, EPAP = 8, Befeuchter Stufe = 6, Temp. ClimateLineAir = 28°C

<sup>16</sup> Modus = ASV, EPAP = 10, Max. PS = 15, Min. PS = 5, Befeuchter Stufe = 6, Temp. ClimateLineAir = 28°C

Der Test für S9-Serie und Air Solutions wurde mit einem Standard Patienten (500mL, AF = 15) mit einem ASL 5000 und einem Yokogawa WT110 Power Meter durchgeführt.

\* Werte in Klammern: Stromverbrauch mit Kommunikationsmodul in Watt

\*\* n.a. = nicht anwendbar

**ResMed Ltd.**  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Australien  
(für alle anderen Produkte)

**ResMed Paris**  
240 Rue de la Motte  
77550 Moissy-Cramayel Frankreich  
(für Astral, Elisée und VS III)

**ResMed Germany Inc.**  
Fraunhoferstraße 16  
82152 Martinsried Deutschland  
(für Stellar 100/150)



**ResMed Humidification Technologies GmbH**  
Karneolstr. 4  
72250 Freudenstadt, Deutschland  
(für HumiCare D900)



**Vertrieb durch:** ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de

**Vertrieb durch:** ResMed Ltd. Bella Vista, NSW 2153, Australien. ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **CE/REP** ResMed (UK) Ltd. 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. Informationen zu weltweiten Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter [www.resmed.com](http://www.resmed.com). Astral, Elisée und VS III sind Marken von ResMed Paris SAS. HumiCare ist eine Marke der ResMed Humidification Technologies GmbH. AirSense, AirCurve, Auto 25, AutoSet, AutoSet CS, AutoSet Spirit II, ClimateLine, Elite, H5i, H4i, HumidAir, S9, S8, VPAP und VPAP ST-A sind Marken der ResMed Ltd. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. © 2015 ResMed Ltd. **Art.-Nr. 1018528/4**, Obj.-ID. C97194 - 4 - 05 15